

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte achten Sie beim Anheben und Öffnen des Fußteils darauf, dass der Fußteil durch die Gasdruckfeder hochschnellen kann!

IMPORTANT INFORMATION:

Please observe the fact that, due to the gas-pressurized spring, the foot section can jolt upwards when lifted or opened, especially when the weight of the mattress is missing!

NOTA IMPORTANTE:

Prestare particolare attenzione durante il sollevamento e l'apertura della zona piedi poiché quest'ultima può alzarsi molto velocemente per l'azione della molla a gas!